

## Caractéristiques techniques

Type d'installation	monorail
Type de rail	aluminium
Mode de fonctionnement	sur batteries
Points de charge	point de charge sur tout le rail (inutile de renvoyer le fauteuil sur un point de charge, il se recharge quel que soit l'endroit où il est arrêté)
Type de siège	repliable
Pivotement	haut, manuel ou motorisé
Marche-pied	rabattable
Télécommandes	2 télécommandes
Sécurité	ceinture de sécurité
Alarme	sonore à affichage digital
Interrupteur	interrupteur de mise sous tension
Clé de contact	oui

*Conçu pour les escaliers droits, compact, discret, facile à utiliser, le fauteuil Simply est le partenaire qu'il vous faut.*



**Existe aussi en version pour l'extérieur**



- ✓ Siège confortable et réglable en hauteur.
- ✓ Rangement facile.
- ✓ Commande ergonomique.
- ✓ Démarrage et arrivée sans à-coups.
- ✓ Recharge des batteries sur tout le rail.



## Coloris du siège

**Beige**



[www.jpp-accessibilite.com](http://www.jpp-accessibilite.com)

